

Anticorps Polyclonal Anti-Ngf Pour Wb, Elisa - P01138

Numéro d'article: CM0017084



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NGF humain (Beta-nerve growth factor), validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain et la souris. Adapté aux études sur le développement neuronal et la neuropathie. - P01138

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NGF Rabbit pAb
Remarques / Alias	NGFB; HSAN5; Beta-NGF; NGF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4803
GeneID	4803
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-241 du NGF humain (NP_002497.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris
SWISS	P01138
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sachet de glace