

Anticorps Polyclonal Anti-Ngf Pour Wb, Elisa - P01138

Numéro d'article: CM0015794



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de croissance nerveuse bêta humain (NGF). Convient au Western blot (WB) et à l'ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études en neurobiologie et sur la signalisation des facteurs de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NGF Rabbit pAb
Remarques/Alias	NGFB ; HSN5 ; Beta-NGF ; NGF
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	4803
ID du gène	4803
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-241 du NGF humain (NP_002497.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P01138
Poids moléculaire	27 kDa
Expédition	Sac de glace