

Anticorps Polyclonal Anti-Ngfrap1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q00994

Numéro d'article: CM0029030

Introduction

pAb de lapin anti-NGFRAP1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme et la souris. Cible BEX3 (exécuteur de mort cellulaire associé à p75NTR) impliqué dans l'apoptose ; idéal pour la recherche sur la mort neuronale et la signalisation du zinc.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-NGFRAP1 de lapin
Remarques / Alias	Bex; NADE; HGR74; NGFRAP1; DXS6984E
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	27018
ID du gène	27018
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-111 de la NGFRAP1 humaine (NP_996798.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q00994
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace