


Anticorps Monoclonal Anti-Ngly1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96lv0

Numéro d'article: CM0007437



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre NGLY1 (Peptide-N(4)-(N-acétyl-bêta-glucosaminyl)asparagine amidase), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'ERAD et la dégradation des glycoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NGLY1 Lapin mAb
Remarques / Alias	CDDG; PNG1; CDG1V; PNG-1; PNGase; NGLY1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55768
GeneID	55768
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de la NGLY1 humaine (NP_060767.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96lv0
Poids de la protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace