


Anticorps Polyclonal Anti-Ngly1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96lv0

Numéro d'article: CM0017164



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine NGLY1 (N-glycanase 1), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la dégradation associée au réticulum endoplasmique et le contrôle qualité des glycoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin NGLY1
Remarques/Alias	CDDG ; PNG1 ; CDG1V ; PNG-1 ; PNGase ; NGLY1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55768
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la protéine humaine NGLY1 (NP_060767.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96lv0
Poids moléculaire protéique	74 kDa
Expédition	Sac de glace