

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ngr3 (Rtn4Rl1) Pour Wb, Ihc, If - Q86Un2

Numéro d'article: CM0002550

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le NgR3 humain (RTN4RL1), validé pour WB, IHC, IF et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche en neurosciences et sur la régénération axonale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NgR3
Remarques/Alias	NgR3 ; NGRH2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	146760
Identifiant du gène	146760
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 342-441 du NgR3 humain (Q86UN2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86UN2
Poids moléculaire de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace