


## Anticorps Polyclonal Anti-Nhej1 Pour Wb Et Elisa - Q9H9Q4

Numéro d'article: CM0021931



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine NHEJ1 humaine, essentielle à la réparation des cassures double-brin de l'ADN par la voie NHEJ. Validé pour WB et ELISA, il réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | NHEJ1 Rabbit pAb                                                                                                                                          |
| Remarques / Alias    | XLFI; NHEJ1                                                                                                                                               |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                    |
| ID du gène (Humain)  | 79840                                                                                                                                                     |
| ID du gène           | 79840                                                                                                                                                     |
| Immunogène           | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 299 de la NHEJ1 humaine (NP_079058.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                     |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                                                            |
| SWISS                | Q9H9Q4                                                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 33 kDa                                                                                                                                                    |
| Expédition           | Sac à glace                                                                                                                                               |