

Anticorps Monoclonal Anti-Nhlh1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02575

Numéro d'article: CM0006459

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le NHLH1 humain (HEN1, NSCL, bHLHa35).
Convient pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Pertinent pour les études sur la détermination du type cellulaire et le développement neural.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NHLH1
Remarques/Alias	HEN1 ; NSCL ; NSCL1 ; bHLHa35 ; NHLH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4807
GeneID	4807
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-60 du NHLH1 humain (NP_005589.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q02575
Poids moléculaire protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace