

Anticorps Monoclonal Anti-Nhlh1 Pour Wb, Ip, Elisa, Chip - Q02575

Numéro d'article: CM0006164

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NHLH1 validé pour WB, IP, ELISA, ChIP. Cible le NHLH1 humain (bHLHa35), un facteur de transcription neural à hélice-boucle-hélice basique impliqué dans la différenciation cellulaire. Idéal pour la recherche en neurobiologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin NHLH1
Remarques/Alias	HEN1 ; NSCL ; NSCL1 ; bHLHa35 ; NHLH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4807
GeneID	4807
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-60 du NHLH1 humain (NP_005589.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q02575
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace