

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nhlh1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02575

Numéro d'article: CM0024139

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine NHLH1 (hélice-boucle-hélice protéine 1, bHLHa35). Validé pour les applications WB, IF/ICC, IP et ELISA. Spécifique aux échantillons humains ; idéal pour la recherche en neurobiologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NHLH1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4807
GeneID	4807
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 60 de la protéine humaine NHLH1 (NP_005589.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q02575
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace