

Anticorps Polyclonal Anti-Nhlrc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Vvb1

Numéro d'article: CM0027417

Introduction

Anticorps polyclonal anti-NHLRC1 validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible l'E3 ubiquitine ligase maline, impliquée dans le métabolisme du glycogène et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NHLRC1 pAb de lapin
Remarques / Alias	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2; NHLRC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	378884
GeneID	378884
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-280 de la protéine NHLRC1 humaine (NP_940988.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6VVB1
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace