

Anticorps Monoclonal Anti-Nhlrc1/Malin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Vvb1

Numéro d'article: CM0008825

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la protéine humaine NHLRC1/Malin, validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Immunogène recombinant, poids prédit de 42 kDa. Idéal pour la recherche sur la neurodégénérescence et l'épilepsie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NHLRC1/Malin Rabbit mAb
Remarques/Alias	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	378884
ID du gène	378884
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 79-280 de NHLRC1 humain (NP_940988.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6VVB1
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace