

Anticorps Polyclonal Anti-Nhp2 Pour Wb, Elisa - Q9Nx24

Numéro d'article: CM0030241



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NHP2 pour applications WB et ELISA. Détecte la NHP2 humaine et de rat (sous-unité 2 du complexe ribonucléoprotéique H/ACA), impliquée dans la biogenèse des ribosomes et le maintien des télomères. Validé sur échantillons humains et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NHP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DKCB2; NHP2P; NOLA2; NHP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55651
GeneID	55651
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-153 de la NHP2 humaine (NP_060308.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9NX24
Poids protéique	17 kDa
Expédition	Sac de glace