

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nid1 Pour Wb, Elisa - P14543

Numéro d'article: CM0030254

Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-NID1 validé pour Western blot (WB) et ELISA sur échantillons humains. Cible la nidogène-1/entactine, essentielle pour l'étude de l'intégrité des membranes basales et de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-NID1 de lapin
Remarques / Alias	NID; NID1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4811
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110 à 400 de la NID1 humaine (NP_002499.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14543
Poids de la protéine	136 kDa
Expédition	Sac de glace