


Anticorps Monoclonal Anti-Niemann Pick C1 Pour Wb - O15118

Numéro d'article: CM0006059



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine Niemann Pick C1 (NPC1). Convient pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Validé pour la recherche sur le transport du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Niemann Pick C1
Remarques/Alias	NPC ; POGZ ; SLC65A1 ; Niemann Pick C1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4864
GeneID	4864
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1179-1278 de la protéine humaine Niemann Pick C1 (O15118).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15118
Poids moléculaire protéique	142 kDa
Expédition	Sac de glace