


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nifk Pour Wb Et Elisa - Q9Byg3

Numéro d'article: CM0016773



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NIFK humain (Nopp34/MKI67IP), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les protéines nucléolaires et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | pAb de Lapin Anti-NIFK                                                                                                      |
| Remarques/Alias             | Nopp34, MKI67IP, NIFK                                                                                                       |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)             | 84365                                                                                                                       |
| GeneID                      | 84365                                                                                                                       |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-260 du NIFK humain (NP_115766.3) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                       |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS                       | Q9BYG3                                                                                                                      |
| Poids Moléculaire Protéique | 34 kDa                                                                                                                      |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                |