

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ninein (Nin/Sckl7) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4C6

Numéro d'article: CM0028844

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine Ninein (NIN/SCKL7). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le centrosome et les microtubules. SWISS : Q8N4C6.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | pAb Lapin NIN                                                                                                                          |
| Remarques/Alias    | SCKL7 ; NIN                                                                                                                            |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                 |
| GeneID             | 51199                                                                                                                                  |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-287 de la protéine humaine NIN (NP_891991.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                  |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                  |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                    |
| SWISS              | Q8N4C6                                                                                                                                 |
| Poids protéique    | 243 kDa                                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                           |