


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ninj1 Pour Wb Et Elisa - O70131

Numéro d'article: CM0030495



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine NINJ1 (Ninjurin-1) de souris, adapté pour Western blot (WB) et ELISA. Il reconnaît la région N-terminale (acides aminés 1-152). Idéal pour l'étude de la mort cellulaire, de l'inflammation et de la neurobiologie dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	pAb anti-NINJ1 de lapin
Remarques / Alias	NIN1 ; NINJURIN
Espèce	Souris
GeneID (humain)	4814
GeneID	18081
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-152 de la protéine NINJ1 de souris (NP_038638.1))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O70131
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace