

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ninj1 Pour Wb, Elisa - Q92982

Numéro d'article: CM0023781



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Ninjurine-1 (NINJ1) humaine. Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté pour les études sur la mort cellulaire programmée, l'inflammation et les lésions nerveuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb anti-NINJ1 de lapin
Remarques / Alias	NIN1 ; NINJURIN ; NINJ1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4814
Identifiant du gène	4814
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la NINJ1 humaine (NP_004139.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92982
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace