

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ninl Pour Wb Et Elisa - Q9Y2I6

Numéro d'article: CM0028044

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine de type nineine humaine (NINL), adapté aux applications Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et le centrosome. - Q9Y2I6

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NINL Rabbit pAb
Remarques / Alias	NLP; NINL
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	22981
Identifiant du gène	22981
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 190 de la NINL humaine (NP_079452.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9Y2I6
Poids de la protéine	156 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace