

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nipsnap1 Pour Wb, Elisa - Q9Bpw8

Numéro d'article: CM0019458

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine NIPSNAP1 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la mitophagie et des dysfonctionnements mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NIPSNAP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NIPSNAP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8508
GeneID	8508
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70 à 145 de la protéine NIPSNAP1 humaine (NP_003625.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BPW8
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace