

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nkd1 Pour Wb, Elisa - Q969G9

Numéro d'article: CM0024187

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NKD1 pour applications WB et ELISA, ciblant la protéine humaine NKD1. Adapté à la recherche sur la voie de signalisation Wnt. Fourni par CamelBio pour les besoins en matières premières pour le DVI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NKD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Naked1; NKD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	85407
GeneID	85407
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q969G9
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace