

Anticorps Monoclonal Anti-Nkx2-1 Pour Wb Et Elisa - P43699

Numéro d'article: CM0005316

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NKX2-1 de haute qualité validé pour le Western blot et l'ELISA. Adapté aux échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier le facteur de transcription thyroïdien-1 (TTF-1) dans le développement thyroïdien et pulmonaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin NKX2-1
Remarques/Alias	BCH ; BHC ; NK-2 ; TEBP ; TTF1 ; NKX2A ; NMTC1 ; T/EBP ; TITF1 ; TTF-1 ; NKX2.1 ; NKX2-1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7080
GeneID	7080
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 20-110 du NKX2-1 humain (NP_003308.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43699
Poids protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace