

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nkx2-1 Pour IHC-P, Elisa - P43699

Numéro d'article: CM0006658

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-NKX2-1 haute spécificité validé pour IHC-P et ELISA, adapté à la recherche sur la thyroïde et le poumon ; réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Matière première idéale pour IVD.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb anti-NKX2-1 de lapin                                              |
| Remarques / Alias    | BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1 |
| Espèce               | Humain                                                                |
| ID du gène (Humain)  | 7080                                                                  |
| ID du gène           | 7080                                                                  |
| Immunogène           | Protéine recombinante de NKX2-1 humain                                |
| Source               | Lapin                                                                 |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                 |
| Application          | IHC-P, ELISA                                                          |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                   |
| SWISS                | P43699                                                                |
| Poids de la protéine | 39kDa                                                                 |
| Expédition           | Sac de glace                                                          |