

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nkx2-1 Pour Wb, Elisa - P43699

Numéro d'article: CM0030339

Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NKX2-1 (TTF-1, P43699), validé pour WB et ELISA. Reconnait NKX2-1 humain et de rat, idéal pour la recherche sur le développement thyroïdien et pulmonaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NKX2-1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	BCH ; BHC ; NK-2 ; TEBP ; TTF1 ; NKX2A ; NMT1 ; T/EBP ; TITF1 ; TTF-1 ; NKX2.1 ; NKX2-1
Espèce	Humain
GenID (Humain)	7080
GenID	7080
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-110 de NKX2-1 humain (NP_003308.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P43699
Poids Moléculaire Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace