

## Anticorps Polyclonal Anti-Nkx2-2 Pour Wb Et Elisa - O95096

Numéro d'article: CM0030595

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NKX2-2 validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'espèce humaine. La cible est un activateur transcriptionnel impliqué dans le développement des cellules bêta pancréatiques et le guidage neuronal.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | NKX2-2 pAb de lapin                                                                                                                    |
| Remarques / Alias    | NKX2B; NKX2.2; NKX2-2                                                                                                                  |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                 |
| GeneID (Humain)      | 4821                                                                                                                                   |
| GeneID               | 4821                                                                                                                                   |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 102 et 201 de la protéine NKX2-2 humaine (NP_002500.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                  |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                  |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Réaction croisée     | Humain                                                                                                                                 |
| SWISS                | O95096                                                                                                                                 |
| Poids de la protéine | 30 kDa                                                                                                                                 |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                           |