

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nkx2-5 Pour Wb, Elisa - P52952

Numéro d'article: CM0027513



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NKX2-5 (CSX) humain pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le développement cardiaque et de la rate, ainsi que pour les études sur les cardiopathies congénitales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NKX2-5 Lapin pAb
Remarques/Alias	CSX; CSX1; VSD3; CHNG5; HLH52; NKX2E; NKX2.5; NKX4-1; NKX2-5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1482
GeneID	1482
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-135 du NKX2-5 humain (NP_004378.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52952
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace