

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nkx3-2 Pour Wb, Elisa - P78367

Numéro d'article: CM0029732

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NKX3-2 humain, adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le NKX3-2 de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la maturation des chondrocytes, du développement squelettique et de la morphogenèse intestinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NKX3-2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SMMD; BAPX1; NKX3B; NKX3.2; NKX3-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	579
GeneID	579
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 du NKX3-2 humain (NP_001180.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78367
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace