

Anticorps Monoclonal Anti-Nkx3.1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99801

Numéro d'article: CM0006465



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre NKX3.1, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît NKX3.1 humain, murin et de rat. Poids moléculaire prédit : 26 kDa. Convient aux études sur le cancer de la prostate et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb NKX3.1 de lapin
Remarques/Alias	NKX3 ; BAPX2 ; NKX3A ; NKX3.1
Espèce	Humain
GeneID	4824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de NKX3.1 humain. (NP_006158.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q99801
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac réfrigérant