

Anticorps Polyclonal Anti-Nkx3.1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99801

Numéro d'article: CM0021049



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NKX3.1, validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Adapté aux échantillons humains et murins, idéal pour la recherche sur le développement prostatique et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NKX3.1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4824
GeneID	4824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 80 de la NKX3.1 humaine (NP_006158.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99801
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sachet de glace