

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nkx3.1 Pour Wb Et Elisa - Q99801

Numéro d'article: CM0002181



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-NKX3.1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Reconnaît le NKX3.1 humain, un facteur de transcription suppresseur de tumeur spécifique de la prostate. Idéal pour la recherche sur le cancer de la prostate et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NKX3.1 mAb Lapin
Remarques/Alias	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4824
GeneID	4824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-234 du NKX3.1 humain (Q99801)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q99801
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace