

Anticorps Polyclonal Anti-Nkx6-1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P78426

Numéro d'article: CM0023661

Introduction

Anticorps polyclonal lapin NKX6-1 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Cible le facteur de transcription essentiel au développement des cellules bêta et des motoneurones. Idéal pour la recherche en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin NKX6-1
Remarques/Alias	NKX6A ; NKX6.1 ; NKX6-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4825
GeneID	4825
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78426
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace