

Anticorps Polyclonal Anti-Nlgn4Y Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nfz3

Numéro d'article: CM0029884

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NLGN4Y, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour étudier l'adhésion cellulaire et la formation des synapses dans le cerveau et les testicules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NLGN4Y Rabbit pAb
Remarques/Alias	HNL4Y; NLGN4Y
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	22829
Identifiant du gène	22829
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 122-256 de NLGN4Y humain (NP_001157710.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NFZ3
Poids moléculaire de la protéine	92 kDa
Expédition	Sac de glace