

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nlk Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ube8

Numéro d'article: CM0002156

Introduction

CamelBio propose un anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la NLK humaine (nemo-like kinase), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Cible la régulation du destin cellulaire et les voies de signalisation des kinases liées au cancer (UniProt Q9UBE8, ~58 kDa).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-NLK
Remarques/Alias	NLK ; nemo like kinase ; LAK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51701
GeneID	51701
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 400-500 de la NLK humaine (NP_057315.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UBE8
Poids moléculaire protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace