

Anticorps Polyclonal Anti-Nln (Lapin) Pour Wb Et Elisa - Q9Byt8

Numéro d'article: CM0014004



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la NLN (neurolysine) humaine, une métalloprotéase mitochondriale. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme et le rat. Utile pour l'étude de la dégradation des neuropeptides et de la signalisation cannabinoïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NLN Rabbit pAb
Remarques / Alias	MEP; MOP; AGTBP; EP24.16; NLN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57486
GeneID	57486
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 630-704 de la NLN humaine (NP_065777.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9BYT8
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace