


Anticorps Polyclonal Anti-Nlrc4 Pour Wb - Q3Up24

Numéro d'article: CM0023086



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NLRC4 pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat (SWISS: Q3UP24). Convient à la recherche sur l'inflammasome et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NLRC4
Remarques / Alias	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	58484
GeneID	268973
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 71 à 170 de la NLRC4 de souris. (NP_001028539.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q3UP24
Poids moléculaire	116 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace