


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nlrc4 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Npp4

Numéro d'article: CM0030849



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-NLRC4 pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Validé pour l'Humain, la Souris, le Rat. Protéine 4 contenant le domaine CARD de la famille NLR, composant clé de l'inflammasome dans l'immunité innée. Idéal pour l'immunodétection et la recherche sur les cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NLRC4 pAb de Lapin
Remarques/Alias	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	58484
GeneID	58484
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 85-170 de NLRC4 humain (NP_001186067.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPP4
Poids Moléculaire Protéique	116kDa
Expédition	Sac de glace