

Anticorps Polyclonal Anti-Nlrc5 Pour Wb, Elisa - Q86Wi3

Numéro d'article: CM0022786

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NLRC5, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le NLRC5 humain et présente une réaction croisée avec la souris. Idéal pour les études sur les voies de signalisation NF-kappa-B et de l'interféron.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NLRC5 Lapin pAb
Remarques/Alias	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84166
GeneID	84166
Immunogène	Protéine recombinante de NLRC5 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q86Wi3
Poids moléculaire	205kDa
Expédition	Sac de glace