

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nlrc5 Pour Wb, Elisa - Q86Wi3

Numéro d'article: CM0020682

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NLRC5 humain (NOD4, NOD27, CLR16.1), adapté pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée pour la souris. Idéal pour étudier la signalisation NF-kB/IFN dans l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NLRC5
Remarques/Alias	NOD4 ; NOD27 ; CLR16.1 ; NLRC5
Espèce	Humain
Identifiant du gène	84166
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 du NLRC5 humain (NP_115582.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q86WI3
Poids moléculaire protéique	205 kDa
Expédition	Sac de glace