


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nlrp10 - Q86W26

Numéro d'article: CM0023575



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NLRP10 humain (NALP10). Adapté pour le Western Blot (WB) et le test ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'immunité innée et les réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NLRP10
Remarques/Alias	NOD8, PAN5, PYNOD, NALP10, CLR11.1, NLRP10
Espèce	Humain
Identifiant du gène	338322
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du NLRP10 humain (NP_789791.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86W26
Poids moléculaire de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace