

Anticorps Polyclonal Anti-Nlrp12 Pour Wb, Elisa - P59046

Numéro d'article: CM0014326



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NLRP12 validé pour WB et ELISA chez l'homme, avec réaction croisée avec le rat. NLRP12 est un modulateur clé de l'inflammation qui inhibe la signalisation de NF- κ B, NOD2 et RIGI. Idéal pour la recherche en immunologie et en maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NLRP12 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYPAF7; CLR19.3; NLRP12
Espèce	Humain
Identifiant de gène	91662
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 862-1061 de la protéine NLRP12 humaine (NP_653288.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P59046
Poids de la protéine	120 kDa
Expédition	Sac de glace