


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nlrp12 Pour Wb Et Elisa - P59046

Numéro d'article: CM0029140



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le NLRP12 humain (Monarch-1, P59046) validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de l'inflammation, de la signalisation NF- κ B et de la régulation immunitaire dans les leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	NLRP12 Lapin pAb
Remarques/Alias	RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYPAF7; CLR19.3; NLRP12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	91662
GeneID	91662
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P59046
Poids de la protéine	120kDa
Expédition	Sac de glace