

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nlrp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx02

Numéro d'article: CM0028639



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NLRP2 humain, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le NLRP2 endogène dans des échantillons humains et murins. Utile pour la recherche sur l'inflammasome et la signalisation NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NLRP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	NBS1; PAN1; NALP2; PYPAF2; CLR19.9; NLRP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55655
GeneID	55655
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 665-820 du NLRP2 humain (NP_060322.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NX02
Poids moléculaire	121kDa
Expédition	Sac de glace