


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nlrp3 Pour Wb, Elisa - Q96P20

Numéro d'article: CM0010196



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine NLRP3, un capteur clé de l'inflammasome. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains. Poids moléculaire ~118 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NLRP3
Remarques/Alias	ALI ; AVP ; FCU ; MWS ; FCAS ; KEFH ; CIAS1 ; FCAS1 ; NALP3 ; C1orf7 ; CLR1.1 ; DFNA34 ; PYPAF1 ; AGTAVPRL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	114548
GeneID	114548
Immunogène	Protéine recombinante humaine NLRP3
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96P20
Poids protéique	118 kDa
Expédition	Sac de glace