


## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nlrp3 Pour Wb, Ip, Elisa - Q96P20

Numéro d'article: CM0012758



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le NLRP3 humain, validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Outil essentiel pour l'étude de l'activation de l'inflammasome NLRP3, de la sécrétion d'IL-1 $\beta$ /IL-18, de la pyroptose et de la différenciation Th2.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | NLRP3 Rabbit mAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias     | AIL; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL                                |
| Espèce              | Humain                                                                                                                       |
| ID de Gène (Humain) | 114548                                                                                                                       |
| ID de Gène          | 114548                                                                                                                       |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-210 du NLRP3 humain (NP_004886.3) |
| Source              | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie           | Anticorps Monoclonaux                                                                                                        |
| Application         | WB, IP, ELISA                                                                                                                |
| Réactivité Croisée  | Humain                                                                                                                       |
| SWISS               | Q96P20                                                                                                                       |
| Poids Protéique     | 118 kDa                                                                                                                      |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                 |