


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nlrp3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96P20

Numéro d'article: CM0015043



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant NLRP3 (cryopyrine), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur l'activation de l'inflammasome et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NLRP3
Remarques/Alias	AIL ; AVP ; FCU ; MWS ; FCAS ; KEFH ; CIAS1 ; FCAS1 ; NALP3 ; C1orf7 ; CLR1.1 ; DFNA34 ; PYPAF1 ; AGTAVPRL ; NLRP3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	114548
GeneID	114548
Immunogène	Protéine recombinante Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-220 de NLRP3 humain (NP_001120934.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96P20
Poids protéique	118 kDa
Expédition	Sac de glace