

Anticorps Polyclonal Anti-Nlrp5 Pour Wb, Elisa - P59047

Numéro d'article: CM0025773



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NLRP5 (MATER, NALP5), validé pour des applications Western blot et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à l'étude du complexe maternel sous-cortical et du développement embryonnaire précoce.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NLRP5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MATER, NALP5, PAN11, PYPAF8, CLR19.8, NLRP5
Espèce	Humain
GeneID	126206
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 157-256 de la protéine NLRP5 humaine (NP_703148.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P59047
Poids de la protéine	134 kDa
Expédition	Sachet de glace