


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nlrp6 Pour Wb, Elisa - P59044

Numéro d'article: CM0010398



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité produit chez le lapin ciblant le NLRP6 humain, validé pour les applications WB et ELISA. Convient aux recherches sur l'activation de l'inflammasome, l'immunité innée et les mécanismes de défense de l'hôte. Swiss-Prot : P59044.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NLRP6
Remarques/alias	AVR ; NAVR ; PAN3 ; NALP6 ; PYPAF5 ; CLR11.4 ; NAVR/AVR
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	171389
ID du gène	171389
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 793 et 892 du NLRP6 humain (NP_612202.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P59044
Poids moléculaire de la protéine	99 kDa
Expédition	Sac de glace