

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nlrp6 Pour Wb, Elisa - Q91Ws2

Numéro d'article: CM0019991

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Nlrp6 de souris pour WB et ELISA. Reconnaît le Nlrp6 de souris et de rat. Utile pour la biologie de l'inflammasome, l'immunité muqueuse intestinale et les études sur les interactions hôte-pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Nlrp6 Lapin pAb
Remarques/Alias	Avr; Navr; Nalp6; Pypaf5; Non-AVR; Navr/Avr; Nlrp6
Espèce	Souris
GeneID	101613
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 124-237 du Nlrp6 de souris (NP_598707.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q91WS2
Poids Protéique	97kDa
Expédition	Sac de glace