


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nlrp1 (Validé Ko) Pour Wb, Elisa - Q86Ut6

Numéro d'article: CM0022669



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO ciblant NLRX1, adapté pour le WB et l'ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'immunité innée antivirale, de l'autophagie et des voies de l'inflammasome NLRP3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] NLRX1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NOD5 ; NOD9 ; NOD26 ; DLNB26 ; CLR11.3 ; X1
Espèce	Humain
ID Gène	79671
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 87-360 de la NLRX1 humaine (NP_001269073.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86UT6
Poids protéique	108 kDa
Expédition	Sac de glace